



MEDICAL
SYSTEM
SOLUTIONS

RETINA

EDI.2



e.janach[®]

www.janach.it

RETINAL FORCEPS/SCISSORS REUSABLE

DISPOSABLE FORCEPS/SCISSORS

DISPOSABLE LENSES

FLEXIBLE IRIS RETRACTORS

PICK AND SPATULAS

BACKFLUSH HANDLES and NEEDLES

CANNULAS

SCLERAL DEPRESSOR

IVT INJECTIONS disposable set

RETINAL IMPLANTS

RETINAL DETACHMENT

ORBITAL PLATES

RETINAL PEDIATRIC INSTRUMENTS

STERILIZATION TRAY and ACCESSORIES

OMESIS®


20G/23G

"L"

color code




Janach
J3834.23L
Trocar



Ретинальні щипці для для внутрішньої граничної мембрани, 23g, кольорове маркування, титанова ручка

23G ILM microforceps,
new blue *titanium* handle, Ø 7.5 mm
(based on Eckardt design)

Janach
J3834L



Ретинальні щипці для для внутрішньої граничної мембрани, кольорове маркування, титанова ручка

20G ILM microforceps,
new blue *titanium* handle, Ø 7.5 mm
(based on Eckardt design)

Rizzo
J3833.23L
Trocar



Щипці для внутрішньої граничної мембрани 23g, з тонкими наконечниками та зубчатими платформами (алігатор), rizzo md

23G ILM microforceps,
Eckardt style with serrated platforms,
new blue *titanium* handle, Ø 7.5 mm

Rizzo
J3833L



Мікросщипці для внутрішньої граничної мембрани, ecardt, з зубчатими платформами, s. Rizzo md

20G ILM microforceps,
Eckardt style with serrated platforms,
new blue *titanium* handle, Ø 7.5 mm


Janach
J3839.23L
Trocar



Ретинальні щипці 23g, зубчаті, кольорове маркування, титанова ручка

23 G microforceps,
straight, serrated jaws
new blue *titanium* handle, Ø 7.5 mm

Janach
J3839L




Ретинальні щипці, зубчаті, кольорове маркування, титанова ручка

20G microforceps,
straight, serrated jaws
new blue *titanium* handle, Ø 7.5 mm

20G/23G RETINAL SCISSORS "L" large handle color code



Janach
J3870.23L
Trocar




23g ножиці для сітківки, злегка криволінійні, для використання з трокарами, кольорове маркування, титанова ручка

23G microscissors, slightly curved jaws,
horizontal cut,
new yellow *titanium* handle, Ø 7.5 mm
(for TROCAR system)

NEWS

Patelli


Janach
J3834



Ретинальні щипці для для внутрішньої
граничної мембрани, 20g, титанова
ручка (на основі конструкції eckardt)

20G ILM forceps,
titanium handle (based on Eckardt design)

Janach
J3839



Щипці для сітівки,
20g, зубчаті губки,
титанова ручка
(алігатор)

20G retinal forceps,
straight, serrated jaws,
titanium handle

Mariotti
J3834.1




Щипці для склоподібного тіла для
внутрішньої граничної мембрани,
кутовий захват, мод. Mariotti

20G ILM forceps,
with angled grasping tips,
titanium handle

20G




Janach
J3840



Ножиці для склоподібного тіла, злегка криволінійні губки, титанова ручка

20G vitreous scissors,
lightly curved jaws, horizontal cut,
titanium handle

Janach
J3842



Ретинальні ножиці 27g, прямі, титанова ручка

20G vitreous scissors,
straight jaws,
titanium handle

Janach
J3848



Ножиці для склоподібного тіла, кутове лезо, титанова ручка

20G vitreous scissors,
angled jaws,
titanium handle

20G RETINAL MPC SCISSORS vertical cut conventional handle

Taglio verticale
Vertical cutting

Janach
J3843



Ножиці для склоподібного тіла, 45° вертикальне різання, титанова ручка

20G vitreous scissors,
45° vertical cutting action,
titanium handle

Janach
J3844



Ножиці для склоподібного тіла, 90° різання, титанова ручка

20G vitreous scissors,
90° vertical cutting action,
titanium handle

Janach
J3841



Ножиці для склоподібного тіла, злегка криволінійні губки, вертикальне різання, титанова ручка

20G vitreous scissors,
lightly curved jaws, vertical cutting action,
titanium handle

Janach
J3834.23
Trocar



Ретинальні щипці для для внутрішньої граничної мембрани, 23g, зменшений наконечник, титанова ручка (на основі конструкції eckardt)

23G ILM forceps for membrane removal, (based on Eckardt design)

B.Corcóstegui
J3835.23
Trocar



Щипці для внутрішньої граничної мембрани 23g, асиметричні наконечники, нова ручка діам. 7,5 мм, b. Corcostegui md

23G asymmetrical forceps for epiretinal membranes and ILM, slightly curved tips with wide and secure gripping


Mariotti
J3834.1.23
Trocar



Мікрощипці для внутрішньої граничної мембрани 23g, кутові, для трокара 23g, титанова ручка, mariotti md

23G ILM forceps, angled grasping tips


Janach
J3839.23
Trocar



Щипці для сітківки, 23g, зубчаті губки, титанова ручка (алігатор)

23G retinal forceps, straight, serrated jaws

Tano
J3827.23
Trocar



Щипці для внутрішньої граничної мембрани, 23g, титанова ручка

23G ILM and macular forceps

Zenoni
J3828.23
Trocar



Щипці з двома функціями для сітківки, для видалення субретинальних мембран, 23g, кутові, титанова ручка

23G ILM retinal forceps, for epiretinal membranes, 175° angled, delicate jaws

23G VITREOUS SCISSORS conventional handle




Janach
J3870.23
Trocar



Мікроножиці для склоподібного тіла 23g, злегка криволінійні, для відповідності трокару 23g, титанова ручка

23G vitreous scissors, lightly curved jaws

Janach
J3842.23
Trocar



Ножиці для склоподібного тіла, 25g, прямі, титанова ручка

23G vitreous scissors, straight jaws

Janach
J3843.23
Trocar



Ножиці для склоподібного тіла, 23g, 45° вертикальне різання, титанова ручка

23G MPC vitreous scissors, 45° vertical cutting action

Janach
J3848.23



Ножиці для склоподібного тіла, педіатричні, 23g, кутові, титанова ручка

23G vitreous scissors, angled jaws

25G


S.Rizzo
J3821.25L



Щипці 25 g для внутрішньої
граничної мембрани, зубці 1
x 2, rizzomd

25G, ILM forceps, with plug
type corneal forceps, 1x2 teeth
and gripping plane

Tano
J3827.25
Trocar



Вітреальні щипці для видалення
обмежуючої внутрішньої мембрани,
25g, мод. Tano

25G, ILM forceps


Zenoni
J3828.25
Trocar



Щипці з двома функціями для сітківки,
для видалення ретинальних і
субретинальних мембран, 25g, кутові,
делікатні, титанова ручка

25G ILM retinal forceps,
for epiretinal membranes, 175° angled,
delicate jaws

Janach
J3834.25
Trocar



Ретинальні щипці для внутрішньої
граничної мембрани, 25g, титанова ручка
(на основі конструкції eckardt)

25G ILM forceps,
for removal internal limiting membrane
(based on Eckardt design)

Mariotti
J3834.1.25
Trocar



Micropinza **ILM**,
per rimozione membrana limitante interna,
25G, presa angolata

25G ILM forceps,
angled, grasping tips


Janach
J3838.25
Trocar



Щипці для склоподібного тіла, 25g,
мікрозахват зверху, для
транскон'юнктивальної хірургії

25G retinal forceps,
delicate end gripping

Janach
J3839.25
Trocar



Щипці для сітківки, 25g,
зубчаті губки, титанова
ручка (алігатор)

25G retinal forceps,
straight, serrated jaws

25G VITREOUS SCISSORS conventional handle



M.Romano
J3843.25



Вертикальний ніж - ножиці 25g, конструкція
mr romano, md, phd

25G VERTICAL PICK-SCISSORS designed to pick
strongly adherent retinal tractional membranes
and to cut the epiretinal traction at the same time.
This instrument is also very useful in bimanual
delimitation and segmentation of proliferative
membrane.

Janach
J3840.25
Trocar



Ножиці для склоподібного тіла, 25g,
криволінійні, для
транскон'юнктивальної хірургії

25G vitreous scissors,
lightly curved jaws

Janach
J3842.25
Trocar




Ножиці для склоподібного тіла,
прямі, 25g, для
транскон'юнктивальної хірургії

25G vitreous scissors,
straight jaws




Janach
J3834.27



Мікрощипці для внутрішньої граничної мембрани 27g, титанові

27G ILM forceps,
for removal internal limiting membrane
(based on Eckardt design)

Janach
J3839.27



Ретинальні мікрощипці 27g, зубчаті, титанова ручка

27G retinal forceps,
straight, serrated jaws

Janach
J3840.27



Ретинальні мікроножиці 27g, криволінійні, титанова ручка

27G vitreous scissors,
lightly curved jaws

CORPI ESTRANEI e BIOPSIA FOREIGN BODY and BIOPSY



M. Pellegrini
J3877



Щипці для біопсії 25g, pellegrini md i cereda md

25G biopsy microforceps, for retinal and choroidal neoformations. It provides suitable tissue for cytologic and micro cytologic examination


Janach
J3865



Щипці з 3 наконечниками для чужорідних тіл, титанова ручка

20G three-pronged foreign body endovitreous grasper, reverse-action, titanium handle

Janach
J3867



Щипці для чужорідних тіл 18g, наконечники оброблені карбідом вольфраму, титанова ручка

18G foreign body forceps with 5 mm tips, tungsten carbide coated tips for secure gripping, direct-action titanium handle

Janach
J3868



Магнітні мікрощипці для чужорідних тіл, позитивна дія, титанова ручка

14-18G magnet microforceps for foreign body, tapered shaft, direct-action, titanium handle

Grange
J3875



Мікрощипці для біопсії, grange md

20G biopsy microforceps for tumours, titanium handle

23G DISPOSABLE




Janach
JD3834.23



Щипці з крайовим затисненням 23g, 5 шт.
У коробці, стерильні, одноразові

23G ILM, internal limiting membrane
removal forceps, disposable.
5 sterile units


Janach
JD3839.23



Ретинальні зубчаті щипці 23g,
5 шт. У коробці, одноразові,
стерильні

23G retinal serrated forceps,
disposable.
5 sterile units

Janach
JD3842.23



Ретинальні ножиці 23g,
прямі, одноразові,
стерильні, 5 шт. У коробці

23G vitreous scissors, straight jaws,
disposable.
5 sterile units

25G DISPOSABLE RETINAL FORCEPS/SCISSORS




Janach
JD3834.25



Щипці з крайовим затисненням 25g, 5 шт.
У коробці, стерильні, одноразові

25G ILM, internal limiting membrane
removal forceps, disposable.
5 sterile units

Janach
JD3839.25



Ретинальні зубчаті щипці 25g,
5 шт. У коробці, одноразові,
стерильні

25G retinal serrated forceps,
disposable.
5 sterile units

Janach
JD3842.25




Ретинальні ножиці 25g,
прямі, одноразові,
стерильні, 5 шт. У коробці

25G vitreous scissors, straight jaws,
disposable.
5 sterile units



JD4811



Лінза мачемер (macheimer) плоска з силіконовим кільцем, 8 шт. У коробці, одноразова, стерильна


flat lens

The lens allows the view of the central posterior pole and vitreous in phakic and pseudophakic eyes.

FOV 36°, 1,02x magnification.

8 sterile pieces/box

JD4805



Лінза мачемер (macheimer) з силіконовим кільцем, 8 шт. У коробці, одноразова, стерильна



magnifying lens

For detailed examination and minute surgical manipulation of retinal membranes in phakic and pseudophakic eyes.

FOV 30°, 1,49x magnification.

8 sterile pieces/box

JD4807



Призматична лінза 30° з силіконовим кільцем, 8 шт. У коробці, одноразова, стерильна



prismatic lens - 30°

Provides visualization of the posterior peripheral fundus and vitreous beyond the equator with minimal distortion in phakic and pseudophakic eyes.

FOV 33°, 1,02x magnification.

8 sterile pieces/box

JD4802



Двоввігнуті лінзи з силіконовим кільцем, 8 шт. У коробці, одноразові, стерильні

biconcave lens

It facilitates the view of the fundus in an air-filled vitreous cavity in phakic and pseudophakic eyes.

FOV 25°, 0,80x magnification.

8 sterile pieces/box

RINGS

Janach
J2092



Кільце, для вітректомічних лінз, з
двома важелями, іпох

*Stainless steel ring for lens,
with two arms*

Janach
J3249



Щипці для позиціонування та зняття вітректомічних лінз *Lens holder*





Janach
J2294.58



Маркер для позиціонування ретрактора
райдужної оболонки

*Corneal marker to mark on the cornea 4
insertion points of IRIS retractors. It allows a
default positioning able to dilate the iris with
trapezoidal shape, with ample room
for maneuver in the distal area*

Janach
J2430.1A



Зубець для мембрани, 20g, кут 90°, довжина 0,20 мм, затуплений, weiss md

20G membrane pick,
90° angled, 0.20 mm long, blunt,
design: Weiss

Janach
J2430.2A



Зубець для мембрани, 20g, кут 90°, довжина 0,40 мм, затуплений, weiss md

20G membrane pick,
90° angled, 0.40 mm long, blunt,
design: Weiss

Janach
J2430.11A



Зубець для мембрани, 20g, кут 90°, довжина 0,40 мм, затуплений, weiss md

20G membrane pick,
120° angled, 0.20 mm long, blunt,
design: Weiss

Janach
J2430.12A



Зубець для мембрани, 20g, кут 120°, довжина 0,40 мм, затуплений, weiss md

20 G membrane pick,
120° angled, 0.40 mm long, blunt,
design: Weiss


DeMolfetta-Zenoni
J2437.1A



Зубець для мембрани, кутовий, гострий наконечник, de molfetta-zenoni md

20G membrane pick,
angled, sharp tip


Janach
J2437.7A



Зубець для розрізів сітківки, кут 135°, кут до наконечника 5 мм, титанова ручка

20G pick for retinal incisions,
triangular-shaped section Δ , angled 135°,
0.25 tip size, 5 mm angle to tip


Janach
J2423A



Затуплений шпатель, для епіретинального пілінгу та відшарування, титанова ручка

20G blunt spatula for peeling
and stripping retinal membranes

Janach
J2424A



Гребінь для мембрани, кутовий, кут до наконечника 1,2 мм, титанова ручка

20G membrane rake,
blunt teeth

Janach
J2426A



Ручка шпателя для масажу та маніпуляцій на сітківці, затуплені цибулиноподібні наконечники

20G spatula knob for retinal
massage and manipulation,
2.5 mm long, blunt, bulbous tip

Janach
J2428A



Шпатель, для пілінгу та маніпуляцій з мембранами, короткий, закруглений наконечник

20G spatula for peeling and manipulation
of membranes, short, blunt tip

Janach
J2429A



Зубець для мембранного маніпулятора, кутовий, закруглений наконечник 0,3 мм, титанова ручка

20G membrane manipulator pick,
0.3 mm, blunt tip

23G/25G/26G

23G

Janach
J2430.23A



Зубець для мембрани 23g, кут 90°, довжина 0,40 мм, затуплений

23G membranes pick, 90° angled, 0.4 mm long, blunt, design: Weiss


Zenoni
J2437.23A



Зубець для епіретинальних мембран, з гострим наконечником, кут 160°, 23g

23G membrane pick, pointed tip, for trocar, 160° angled

Janach
J2423.23A



Затуплений шпатель 23g, для епіретинального пілінгу та відшарування, титанова ручка

23G blunt spatula for peeling and stripping retinal membranes, for trocar

Janach
J2428.23A



Шпатель 23g, для пілінгу та маніпуляцій з мембранами сітківки, короткий, закруглений наконечник

23G spatula for peeling epiretinal membranes, angled 160°, sharp edges

25G


M.Romano
J2424.25A



Затуплений гребінь-шкребок 25g для сітківки, конструкція mr romano, md, phd

25G BLUNT RETINAL RAKE-SCRAPER is designed to smoothly separate the tractional membranes from the retinal surface. The three blunt tips allow the surgeon to find, throughout a "retinal massage", the right cleavage plane between the retina and the proliferative membrane

Janach
J2423.25A



Затуплений шпатель 25g, для епіретинального пілінгу та відшарування, титанова ручка

25G blunt spatula for peeling and stripping retinal membranes, for trocar

26G

Zenoni
J2437.25A




Зубець для мембрани, 26g, загострений наконечник, кут 160°, zenoni md

26G membrane pick, pointed tip, for trocar, 160° angled

VITREOUS SPATULA for anterior segment



Janach
J2408A



Шпатель для склоподібного тіла з малим наконечником у формі диска, зелена титанова ручка

Vitreous spatula with small disc-shaped tip


Janach
J2409.1A



Шпатель, для склоподібного тіла, закінчується маленькою кулькою праворуч, зелена ергономічна ручка

half-disc shaped tip on right side

Janach
J2409.2A



Шпатель, для склоподібного тіла, закінчується маленькою кулькою ліворуч, зелена ергономічна ручка

half-disc shaped tip on left side

Janach
J3780



Пристрій для пасивного аспіраційного
зворотного промивання, титанова
блакитна ручка

*Passive aspirating backflush,
blue titanium handle*

Janach
J3780.1



Пристрій для пасивного аспіраційного
зворотного промивання, титанова
фіолетова ручка

*Passive aspirating backflush,
violet titanium handle
(for better identification using different tips)*

Janach
J3784



Запасний силіконовий бак для
пристроїв J 3780

*Silicone reservoir, for J 3780 and J 3780.1
6 pieces/box*

Janach
J3770



Пристрій для активного аспіраційного
зворотного промивання, титанова
ручка

*Active aspirating backflush,
titanium handle*

Janach
J3774



Резервуар у силіконі для
зворотного промивання J3770

*Silicone reservoir, for J 3770
6 pieces/box*


SERBATOIO/RESERVOIR **DISPOSABLE**



conf. da 10 pz. sterili, **monouso/ 10 sterile pieces/box**

Janach

JD95568



20g канюля, з силіконовим наконечником, для зворотного промивання, одноразова, стерильна, 10 шт. У коробці

Cannula **20G** x 32 mm, silicon length 1 mm, **SOFT TIP** (to handle J3770 and J3780)

JD95569



23g канюля, з силіконовим наконечником, для зворотного промивання, одноразова, стерильна, 10 шт. У коробці

23G x32 mm, silicon length 2 mm, **SOFT TIP**

JD95567



25g канюля, з силіконовим наконечником, для зворотного промивання, одноразова, стерильна, 10 шт. У коробці

25G x32 mm, silicon length 1 mm, **SOFT TIP**

Janach

JD95582



20g канюля для зворотного промивання, з затупленим наконечником, одноразова, стерильна, 10 шт. У коробці

Cannula **20G** x 32 mm, for **BACKFLUSH** (works with handles J3770 and J3780)

JD95589



23g канюля, з затупленим наконечником, одноразова, стерильна, 10 шт. У коробці

23G x32 mm


JD95588



25g канюля, з затупленим наконечником, одноразова, стерильна, 10 шт. У коробці

25G x32 mm

JD95597



27g канюля для зворотного промивання з затупленим наконечником, 32mm, 10 шт. У коробці, одноразова, стерильна

27G x32 mm

Janach

JD95586



20g канюля, з наконечником-щіточкою, для зворотного промивання, одноразова, стерильна, 10 шт. У коробці

Cannula **20G** x 32 mm, **BRUSH SILICONE**, silicon length 1.25 mm (to handle J3770 and J3780)

JD95560



23g канюля, з наконечником-щіточкою, для зворотного промивання, одноразова, стерильна, 10 шт. У коробці

23G x32 mm, silicon length 0.7 mm

JD95550



25g канюля, з наконечником-щіточкою, для зворотного промивання, одноразова, стерильна, 10 шт. У коробці

25G x32 mm, silicon length 0.7 mm



NEWS

B.Parolini
J2671.3



23g канюля для силіконового масла, тонкостінна, подвійні овальні отвори, 1x0,4 мм, довжина 18 мм

23G silicone oil removal cannula. Thin wall, length 18 mm, **dual oval hole** 1 x 0.4 mm, front closed tip


J2671.4



23g канюля для силіконового масла, тонкостінна, подвійні овальні отвори, 2x0,4 мм, довжина 18 мм

23G silicone oil removal cannula. Thin wall, length 18 mm, **oval hole** 2 x 0.4 mm, front closed tip


Janach
J2671



Канюля для силіконового масла, пряма, 20g, 4 см, de molfetta

20G silicone oil cannula, straight, 4 cm long

Janach
J2672



Канюля 25g для перфторвуглецевої рідини, пряма, затуплена, 23 мм

25G PFCL cannula, straight, blunt, 23 mm long


Janach
J3782



Запасна голка для j3780, 20g, багаторазове використання

20G BACKFLUSH needle, blunt tip, reusable


J3782.23



Запасна голка 23g для зворотного промивання, багаторазове використання

23G

J3782.25



Запасна голка для j3780, 25g, багаторазове використання

25G

INFUSION CANNULAS

Magni
J2674



Канюля sallustio 20g, голка 40 мм, 4 бічні дистальні отвори, magni md

20 G "SALLUSTIO" cannula, 40 mm needle, 4 lateral distal ports, atraumatic

J2674.1



Канюля sallustio 25g, голка 40 мм, 4 бічні дистальні отвори, magni md

25G


J2674.2




Канюля sallustio 23g, голка 40 мм, 4 бічні дистальні отвори, magni md

23G

Janach
J4930.2



Інфузійна канюля 20g, 5 мм, багаторазова



20G fluid infusion cannula, 5.0 mm, reusable



Janach
J4488.3



Двокінцевий склеральний депресор,
наконечники з піскоструминною
обробкою, агра

*Double-ended scleral depressor,
with sandblasted tips (straight-curved)
for upper and lower indentation*



Janach
J4488.4



Склеральний депресор, педіатричний,
агра

*Double-ended scleral depressor,
with sandblasted tips (straight-curved)
for upper and lower indentation, **pediatric***



Janach
J4488.6



Двокінцевий склеральний депресор,
циліндричні наконечники, з
піскоструминною обробкою

*Double-ended scleral depressor, cylindrical
straight tips, lightly sandblasted tips*



Rizzo
J4488.9




Подвійний інструмент: пластина
для встановлення трокарів та
склеральний індентор, s. Rizzo md

*Double-ended scleral depressor,
to fix the trocars properly
and scleral indenter*



Schirru
J4488.0



Двокінцевий склеральний
депресор, з піскоструминною
обробкою

*Double-ended scleral depressor
(spherical and flat) sandblasted tips,
for delicate and strong indentation*

Janach
J4488



Склеральний депресор для біомікроскопії,
paliaga

Scleral depressor, spherical tip

Janach
J4488.12



Склеральні депресори для немовлят, ріні
pediatrico

*Scleral depressor, flat disc,
pediatric*




Janach
J4488.1

Склеральний депресор
schepens, для пальця

*Scleral depressor,
grip thimble*



Janach
J4488.10




Двокінцевий склеральний депресор
для мішків

*Double-ended scleral depressor, clip holder,
cylindrical terminals, diagnostic*



Janach
J3252




Щипці для видалення та вставлення
склеральних наконечників, перехресна дія

*Forceps for insertion and removal of plugs,
cross-action*



Janach
J3724



Щипці для встановлення/
зняття для трокара 23g

*23 G loading/removal forceps
for trocar*



IVT GUIDE AND SIZER

Crozafon®
JD2836.1



Подвійний маркер для розрізання, 3,5-4,0
мм загальна довжина 110 мм, crozafon
md

*IVT incision marker 3.5 - 4.0 mm for
intravitreal injection, overall length 110 mm*

Janach
JD2836/10



Маркер для внутрішньовенних
переливань, 3,5-4,0 мм, 10 шт. У
коробці, одноразовий, стерильний

*Disposable IVT marker 3.5 - 4.0 mm
10 sterile pieces/box*



Quadri
J2294.75



Подвійне кільце/напрямна для івт, quadri
md

*IVT Double ring for intravitreal injections, with
guides to 30G needles placed at 3.5 and 4.0
mm from the limbus*

DISPOSABLE

Набір для ін'єкцій для внутрішньовенних переливань, одноразовий, стерильний




blefarostato monouso con valve aperte da 15 mm. Consigliato per uso diagnostico e chirurgico. L'ampio telaio permette facilmente il posizionamento e la rimozione sul paziente

wire speculum disposable 15 mm blade with large frame. Recommended for diagnostic and surgical procedures. The wide frame allows easy placement and removal



5 compresse di garze TNT 10x10 cm - 4 strati 5 TNT gauze 10x10 cm - 4 layers



5 bastoncini assorbenti a sigaretta

5 cellulose absorbent sticks



pinza corneale, 1x2 denti retti da 0.20 mm, con piani prendifilo, mod. Bonn

corneal Bonn forceps, 1x2 straight teeth, 0.20 mm, with tying platform



marcatore 3,5-4 mm

marker 3,5-4 mm



ago ipodermico 30 G x 13 mm

hypodermic needle, 30 G x 13 mm



siringa 2,5 ml LL

syringe 2,5 ml LL



spugna con manico

handle sponge



ciotola graduata 500 cc

graduated bowl, 500 cc



telo paziente SMS 100x120 cm, film inciso e tasca laterale

SMS ophthalmic drape, 100x120 cm with incision film and side pocket

telo standard 150x150 cm

standard drape, 150x150 cm

wider ergonomic
blades

REVERSE

P.Vinciguerra
J2031.21



Налаштовуваний блефаростат,
зворотній, 14 мм суцільні леза,
титан. Vip-лінія

*Adjustable speculum, reverse,
14 mm solid blades, titanium.
VIP line*

REVERSE


P.Vinciguerra
J2031.11



Налаштовуваний реверсний
блефаростат, закриті леза, титан

*Reverse speculum with 15 mm closed blades,
titanium*

Lieberman
J2031



Блефаростат, 14 мм лезо,
відкрите лезо, для lasik,
liebermann-buratto style

*Adjustable speculum,
14 mm long, V-shaped blade*

Lieberman
J2026



Блефаростат, 13 мм закрите середнє лезо,
для дорослих, castroviejo

*Adjustable speculum for retinal detachment,
13 mm long blade*

Westcott
J1542



Ножиці, затуплені, для
рогівки, westcott 10 мм леза



Conjunctival scissors,
curved, 10 mm long blades, blunt tips

Campos
J3238



Щипці для рогівки, 11,5 см, з косими
зубцями 1x2 0,80 мм, платформа для
зв'язування, campos



Conjunctival and fixation forceps,
1x2 oblique, 0.80 mm teeth, with tying platform


Moorfield
J3200



Щипці для накладання швів на рогівку,
зернисті, прямі, загострені, moorfield

Forceps, straight, delicate, serrated jaws,
pointed tips

Janach
J3248



Щипці для м'язів і фіксації 1 x 2 зубці, з
платформою для зв'язування, міцні



Muscle and fixation forceps, strong,
1x2 teeth, with tapered tying platforms

Janach
J3360




Щипці, міцні, 10 см, анатомічні, прямі,
захват 1,2 мм



Dressing forceps,
strong, straight,
1.20 mm, serrated jaws

J3362



Щипці, міцні, 10 см, анатомічні,
криволінійні, захват 1,2 мм

curved

Janach
J3264.7



Щипці, для кон'юнктиви, прямі, hoskin, з
платформою для зв'язування



Conjunctival forceps,
straight, Hoskin tips, with tying platform



P.Vinciguerra
J4199E



Голотримач twister, титановий, evo line,
ручка у вигляді щипців

*SnagFree Twister needle holder, delicate tips,
overall length: 125mm, titanium. New handle
with "Cross-action forceps style" mechanism
which reduces the stroke of the closing action
compared to the traditional spring system.
By Vinciguerra M.D.
Recommended for 8-0 to 10-0 sutures*

Janach
J4198



Голотримач twister без захватів,
криволінійний, без замка загальна
довжина 120 mm



*SnagFree Twister needle holder, curved,
overall length: 128 mm, titanium
Recommended for 7-0 to 9-0 sutures*

Castroviejo

J4060



Голкотримач, прямий,
castroviejo curvo

*Stainless steel needle holder, straight,
without lock, overall length: 145 mm.
Recommended for 4-0 to 7-0 sutures*

J4061



Голкотримач, без замка,
криволінійний, castroviejo

*curved, **without lock**, overall length: 145 mm.
Recommended for 4-0 to 7-0 sutures*



Castroviejo

J4064



Голкотримач, прямий, з замком, castroviejo

*Needle holder, strong,
straight, **with lock**, overall length: 145 mm*

J4065



Голкотримач, криволінійний, з замком,
castroviejo

*curved, **with lock**, overall length: 145 mm*



Janach
J3270



Щипці, з платформою для зв'язування, прямі,
campos

*Tying and stitch forceps, straight, with 7 mm tying platforms.
Recommended for 6-0 to 8-0 sutures*



Janach
J3272.1E



Щипці для зв'язування, прямі,
платформа 6 мм, титан, evo line

*Tying forceps, straight, with 6 mm tying
platforms, very delicate.
Recommended for 8-0 to 11-0 sutures*



Janach
J3276.1E



Щипці mc pherson, кутові, платформи
для зв'язування 11 мм, титанові, evo line

*Tying forceps, angled, with 11 mm tying platform.
Recommended for implantation of rigid lenses*

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS

Pannarale
J2070.1



Ректрактор, 8 мм, pannarale

*Retractor,
wide, 8 mm*

J2070.2

Ректрактор, 10 мм, pannarale

10 mm

J2070.3

Ректрактор, 12 мм, pannarale

12 mm

Bangerter
J2071



Шпатель, ширина 6 мм,
bangerter

*Spatula,
wide and flat, 6 mm*


J2072



Шпатель, ширина 10 мм, pannarale

10 mm

J2073



Шпатель, ширина 12 мм, bangerter

12 mm

Bonn
J2074



Шпатель, довжина 16 мм, 30°
кут, bonn

*Retractor spatula,
angled, 16 mm long*

Schirru
J2075



Ретрактор для відшарування сітківки,
кутовий

*Retractor for retinal detachment,
120° angled*

ORBITAL PLATES

Janach
J7011



Орбітальна пластина, придатна до
деформації, 178x16 мм, товщина 0,90
мм.

*Orbital plate, malleable, 178 x 16 mm,
thickness 0.90 mm*

Janach
J7012



Орбітальна пластина, придатна до
деформації, 200x12 мм, товщина 0,90
мм.

*Orbital plate, malleable, 200 x 12 mm,
thickness 0.90 mm*



Janach
J7015.1

Орбітальна пластина, придатна до деформації, 215 x 13 mm(x1)-11 mm(x2), товщина 0,50 mm еластична

Orbital plate, malleable, 215 x 13 mm (X1) -11 mm (X2), thickness 0.50 mm, very flexible

J7015.2

Орбітальна пластина, придатна до деформації, 215

215 x 17 mm (X1)-16 mm (X2)

J7015.3

Орбітальна пластина, придатна до деформації, 215 x 21 mm(x1)-19mm (x2), товщина 0,50 mm, еластична

215 x 21 mm (X1)-19 mm (X2)

Janach
J2158



Гачок, для тенотомії, отвори на наконечниках, graefe

*Superior muscle hook, curved, with **hole** on distal point*

Arruga
J2540



Ложка, для відшарування сітківки, arruga

Retractor for retinal detachment

Schepens
J2542



Ретрактор, орбітальний, shepens

Orbital retractor

Pannarale
J3254



Щипці, склеральні, криволінійні, косі зубці 1x2 0,40 мм,платформа для зв'язування, pannarale

***Corneoscleral** forceps, angled, 1x2 oblique 0.40 mm teeth, with tying platform*

Watze
J3250



Щипці розширювача гільзи, перехресна дія, watzke

Silicone sleeve spreading forceps


Castroviejo
J3020.3



Щипці для перев'язки, прямі, 0,70 мм, міцні зубчаті губки, castroviejo

***Dressing** forceps, straight, 0.70 mm, strong and serrated jaws*

PEDIATRIC



Barraquer

J2049.2



Блефаростат для недоношених дітей,
з флаєрами і закритим лезом 5 мм

Premature infant size wire speculum,
with flanges, 5 mm long blade

J2049.3



Блефаростат для немовлят, з
флаєрами і закритими лезами 8 мм

Infant size wire speculum,
with flanges, 8 mm long blade



Piozzi

J2039



Блефаростат, для немовлят,
відкрите лезо, piozzi

Adjustable **child** size wire speculum,
11 mm long blade

J2039.1



Блефаростат для недоношених
дітей, відкрите лезо 7 мм, piozzi

Adjustable **infant** size wire speculum,
7 mm long blade

CORNEA

Art and Technology
giving shape to your needs



e.janach[®]
janach.it

**OFTALMOPLASTICA . OCULOPLASTIC
STRABISMO . MUSCLE SURGERY
ESTETICA . AESTHETIC CANNULAS**
BDL.3

we elaborate Concepts
to give a clearer Vision



e.janach[®]
janach.it

DISPOSABLES
BDL.10

Quality
Reliability



e.janach[®]
janach.it

**CHIRURGIA AMBULATORIALE
PICCOLI INTERVENTI
EMERGENCY CARE
AND MINOR SURGERY**



e.janach[®]
janach.it

**CATARACT
GLAUCOMA
REFRACTIVE**

we elaborate Concepts
to give a clearer Vision



e.janach[®]
janach.it

